

Kieferorthopädie

DE

Orthodontia

EN

Orthodontie

FR

Ortodoncia

ES



- DE Typen und Formen der Kieferorthopädie
- EN Types and shapes of orthodontia
- FR Types et formes d'instruments de l'orthodontie
- ES Tipos y formas de instrumental de ortodoncia



Fig.	C23R	C44E	C48L	C244K	C274	C379	9362	9363
Page	161	161	161	161	161	161	163	163





DE **Hartmetallinstrumente**
 EN **Tungsten carbide instruments**
 FR **Instruments en carbure**
 ES **Instrumentos de carburo**



Application & Hygiene

**C23R**konisch, Stirn rund
conical, end domed

Fig	Shank	ISO	Ø
C23R	FG	500 314 194 006 -	012

US-No.	1171
L mm	4,1
	5

C44EGeschoss
longitudinal ellipsoidal

Fig	Shank	ISO	Ø
C44E	FG	500 314 499 072 -	014

US-No.	7404
L mm	3,3
	5

C48LStirn flammenförmig, lang
long ogival end

Fig	Shank	ISO	Ø
C48L	FG	500 314 249 072 -	012

L mm	8,0
	5

C244KTorpedo, konisch
torpedo, conical

Fig	Shank	ISO	Ø
C244K	FG	500 314 298 072 -	016

L mm	8,0
	5

C274Granate
bullet

Fig	Shank	ISO	Ø
C274U	FG	500 314 274 032 -	016

US-No.	274
L mm	3,7
	5

C379Ei
egg

Fig	Shank	ISO	Ø
C379	FG	500 314 277 072 -	018 023

US-No.	7406	7408
L mm	3,5	4,2
	5	5



- DE **Typen und Formen der Kieferorthopädie**
- EN **Types and shapes of orthodontia**
- FR **Types et formes d'instruments de l'orthodontie**
- ES **Tipos y formas de instrumental de ortodoncia**



DE

Bracketpolierer

- › Harte Kunstkautschuk-Matrix mit speziellen SiO₂-Körnung für das schonende Entfernen von Klebstoffresten
- › Keine Verletzung der Zahnschmelzoberfläche

EN

Bracket polishers

- › Hard rubber bonding matrix with special SiO₂ grains for careful removal of adhesive residue
- › No damage to the tooth enamel surface

FR

Polissoirs pour brackets

- › Caoutchouc matrice dure avec granules spécial de SiO₂, pour l'élimination en douceur des résidus d'adhésifs
- › Pas d'endommagement de la surface de l'émail

ES

Pulidores para Ortodoncia

- › Pulidor de caucho matriz duro con granulaciones especiales SiO₂, para una eliminación cuidadosa de los restos de adhesivo una vez que se retiren los brackets
- › Ningún daño sobre el esmalte dental

Application & Hygiene**Rotation speed**

5'000 rpm - 7'000 rpm
max. 20'000 rpm



9362



Fig	Shank	ISO	Ø
Winkelstück		Right Angle	
9362	RA	635 204 307 544 -	100

L mm



0,7
5

9363



Fig	Shank	ISO	Ø
Winkelstück		Right Angle	
9363	RA	635 204 297 544 -	034

L mm



7,5
5