

**Kits | Zubehör**

**Kits | Accessories**

**Kits | Accessoires**

**Kits | Accesorios**





- DE** Kits für das Zahnlabor
- EN** Kits for dental laboratories
- FR** Kits pour le labo dentaire
- ES** Kits para el laboratorio dental



<b>Fig.</b>	<b>1377</b>	<b>1320</b>	<b>1322</b>	<b>1358</b>	<b>1427</b>
Page	317	317	317	318	318



<b>Fig.</b>	<b>1401</b>	<b>1460</b>	<b>1428</b>	<b>1429</b>	<b>1407</b>
Page	318	319	319	319	320



<b>Fig.</b>	<b>1433</b>	<b>1434</b>	<b>1442</b>	<b>1444</b>	<b>1877</b>
Page	320	321	321	322	322



<b>Fig.</b>	<b>1926</b>	<b>1927</b>
Page	323	323





### 1377

### JOTA Kiwi Line Kit



Fig	Shank	ISO	Ø												
Handstück		Handpiece													
652KIWI	HP	655 104 173 524 -	035												
652RKIWI	HP	655 104 199 524 -		035											
667KIWI	HP	655 104 257 524 -			035										
661KIWI	HP	655 104 288 524 -				025									
601KIWI	HP	655 104 001 524 -					030								
649KIWI	HP	655 104 171 524 -						025							
645KIWI	HP	655 104 161 524 -							028						
602KIWI	HP	655 104 001 524 -								040					
633KIWI	HP	655 104 316 524 -									090				
671KIWI	HP	655 104 266 524 -										060			
642KIWI	HP	655 104 107 524 -											050		
660KIWI	HP	655 104 274 524 -												040	
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

### 1320

### JOTA Diamond Stone Kit fine



Fig	Shank	ISO	Ø												
Handstück		Handpiece													
SD722F	HP	805 104 372 514 -	160												
SD716F	HP	805 104 042 514 -			150										
SD735SF	HP	805 104 012 514 -				070									
SD652RF	HP	805 104 199 514 -								035					
SD638F	HP	805 104 110 514 -											025		
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

### 1322

### JOTA Zirconflex Kit



Fig	Shank	ISO	Ø												
Handstück		Handpiece													
SZ722	HP	655 104 304 526 -	180												
SZ652R	HP	655 104 199 526 -			035										
SZ732	HP	655 104 107 526 -					050								
SZ660	HP	655 104 274 526 -								040					
SZ638	HP	655 104 110 526 -											025		
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1





## 1358

## JOTA ZirconProfi Kit



Fig	Shank	ISO	Ø							
-----	-------	-----	---	--	--	--	--	--	--	--

## Handstück | Handpiece

SZ722	HP	655 104 304 526 -	180									
SZ652R	HP	655 104 199 526 -		035								
SZ601	HP	655 104 001 526 -			035							
SZ660	HP	655 104 274 526 -				040						
SD660F	HP	805 104 274 514 -					040					
9804M	HP	803 104 372 524 -									110	



1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## 1427

## JOTA Denture Base Kit - Preparation of Dentures



Fig	Shank	ISO	Ø							
-----	-------	-----	---	--	--	--	--	--	--	--

## Handstück | Handpiece

CX251G	HP	500 104 274 220 -	060									
CX251	HP	500 104 274 190 -		060								
CX77	HP	500 104 237 190 -			060							
CX251F	HP	500 104 274 140 -				040						
CX138	HP	500 104 198 190 -					023					
C71	HP	500 104 001 175 -						008				
C2	HP	500 104 010 001 -									010	



1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## 1401

## JOTA Denture Polish Kit - Polishing of Dentures



Fig	Shank	ISO	Ø							
-----	-------	-----	---	--	--	--	--	--	--	--

## Handstück | Handpiece

1166	HP	950 104 549 000 -	220									
1121	HP	090 104 543 000 -		210								
301L	HP	312 104 610 415 -			050							
9574G	HP	658 104 243 533 -				055						
9571G	HP	658 104 300 533 -					100					
1147F	HP	030 104 045 001 -						250				
1147M	HP	030 104 045 003 -							250			
318	HP	312 104 623 443 -							023			
303	HP	312 104 603 391 -								050		

## Unmontiert | Unmounted

9108G	UM	658 900 133 533 -									060	
1170	UM	623 900 543 533 -										190



1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---





## 1460

### JOTA ZirPrep Kit - Preparation of Zirconium Oxide



Fig	Shank	ISO	Ø					
<b>Turbine   Friction Grip</b>								
Z801L	FG	806 314 697 324 -	014					
Z833	FG	806 314 277 324 -		023				
Z833F	FG	806 314 277 314 -			023			
Z850	FG	806 314 198 324 -				018		
Z850F	FG	806 314 198 314 -					018	
Z863	FG	806 314 250 324 -						012
Z863F	FG	806 314 250 314 -						012
			1	1	1	1	1	1

## 1428

### JOTA Ceramic Kit - Preparation of Porcelain




Fig	Shank	ISO	Ø				
<b>Handstück   Handpiece</b>							
863	HP	806 104 250 524 -	016				
850	HP	806 104 198 524 -		023			
801	HP	806 104 001 524 -			014		
1151	HP	010 104 374 000 -				210	
915DF	HP	806 104 355 514 -					190
303	HP	312 104 603 391 -					050
<b>Unmontiert   Unmounted</b>							
9131	UM	658 900 372 514 -					220
			1	1	1	1	1

## 1429

### JOTA All Ceramic Kit - Preparation of Allceramics



Fig	Shank	ISO	Ø				
<b>Handstück   Handpiece</b>							
9801G	HP	803 104 303 534 -	260				
9801M	HP	803 104 303 524 -		260			
SD716F	HP	805 104 042 514 -			150		
SD653F	HP	805 104 174 514 -				040	
935DF	HP	806 104 340 514 -					190
			1	1	1	1	1





## 1407

## JOTA Special Ceramic Kit - Preparation of Porcelain



Fig	Shank	ISO	Ø						
-----	-------	-----	---	--	--	--	--	--	--

## Handstück | Handpiece

892G	HP	806 104 292 534 -	021							
830G	HP	806 104 257 534 -		023						
869	HP	806 104 290 524 -			014					
C23SR	HP	500 104 196 006 -				009				
SD660F	HP	805 104 274 514 -					040			
9160G	HP	806 104 327 534 -						220		
1151	HP	010 104 374 000 -							210	
303	HP	312 104 603 391 -								050

## Unmontiert | Unmounted

9131S	UM	658 900 372 522 -								220
-------	----	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----



1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## 1433

## JOTA LS Gloss Kit - Lithium Disilicate Preparation




Fig	Shank	ISO	Ø						
-----	-------	-----	---	--	--	--	--	--	--

## Handstück | Handpiece

849	HP	806 104 197 524 -	014							
SD652RF	HP	805 104 199 514 -		035						
SD716F	HP	805 104 042 514 -			150					
LS9878M	HP	803 104 543 522 -				140				
LS9878F	HP	803 104 543 512 -					140			
LS9875M	HP	803 104 303 522 -						260		
LS9875F	HP	803 104 303 512 -							260	
932D	HP	806 104 350 524 -								220



1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



# 1434

## JOTA ZIR Gloss Kit - Zirconium Oxide Preparation




Fig	Shank	ISO	Ø						
<b>Handstück   Handpiece</b>									
SZ652R	HP	655 104 199 526 -	035						
SZ715	HP	655 104 371 526 -		160					
932D	HP	806 104 350 524 -			220				
ZIR9868M	HP	803 104 543 521 -				140			
ZIR9868F	HP	803 104 543 511 -					140		
ZIR9865M	HP	803 104 303 521 -						260	
ZIR9865F	HP	803 104 303 511 -							260
			1	1	1	1	1	1	1

# 1442

## JOTA Nano Ceramic Kit - Nano- / Hybride Ceramiczirconium Preparation



Fig	Shank	ISO	Ø						
<b>Handstück   Handpiece</b>									
1121	HP	090 104 543 000 -	210						
9105M	HP	658 104 292 523 -		050					
9840	HP	803 104 292 502 -			050				
303	HP	312 104 603 391 -				050			
830F	HP	806 104 257 514 -					023		
C23SR	HP	500 104 196 006 -						009	
<b>Unmontiert   Unmounted</b>									
9603M	UM	658 900 372 525 -							170
			1	1	1	1	1	1	1





## 1444

## JOTA PEEK Kit - PEEK Preparation



Fig	Shank	ISO	Ø							
<b>Handstück   Handpiece</b>										
CX23SR	HP	500 104 196 019 -	010							
CQ79F	HP	500 104 194 134 -		040						
CX23F	HP	500 104 199 140 -			023					
1123	HP	100 104 543 001 -				210				
9804M	HP	803 104 372 524 -					110			
9805M	HP	803 104 543 524 -						140		
9804F	HP	803 104 372 514 -							110	
9805F	HP	803 104 543 514 -								140
			1	1	1	1	1	1	1	1

## 1877

## JOTA Kit Denture Polish - Denture Polishing



Fig	Shank	ISO	Ø							
<b>Handstück   Handpiece</b>										
9572G	HP	658 104 275 533 -	100							
9574G	HP	658 104 243 533 -		055						
9572M	HP	658 104 275 523 -			100					
9574M	HP	658 104 243 523 -				055				
9572F	HP	658 104 275 513 -					100			
9574F	HP	658 104 243 513 -						055		
1164	HP	080 104 045 004 -							240	
303	HP	312 104 603 391 -								050
<b>Unmontiert   Unmounted</b>										
1170	UM	623 900 543 533 -								190
			1	1	1	1	1	1	1	1





# 1926

## JOTA Green State Refining Kit - by Knut Miller

Bearbeitung von Sintermetall und Zirkonoxid im ungesinterten Zustand  
Preparation of sinter metal and zirconium oxide in unsintered state



Fig	Shank	ISO	Ø									
-----	-------	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Handstück | Handpiece**

C31RL	HP L	500 105 143 007 -	010											
CX486MF	HP	500 104 139 140 -		023										
9105M	HP	658 104 292 523 -			050									
515L	HP	310 104 467 211 -				012								
CX23MF	HP	500 104 196 140 -					014							
863	HP	806 104 250 524 -						012						
882	HP	806 104 142 524 -											018	

	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

# 1927

## JOTA Metal Finishing Kit - by Knut Miller

Polieren von Nichtedelmetall Legierungen  
Polishing of non precious metal alloys



Fig	Shank	ISO	Ø									
-----	-------	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Handstück | Handpiece**

CX23MF	HP	500 104 196 140 -	014											
301L	HP	312 104 610 415 -		050										
9315M	HP	653 104 244 524 -			055									
9315F	HP	653 104 244 513 -				055								
303	HP	312 104 603 391 -					050							
9160	HP	652 104 546 503 -						140						
1123	HP	100 104 543 001 -							210					
1121	HP	090 104 543 000 -								210				

**Unmontiert | Unmounted**

9669M	UM	653 900 114 525 -								060				
9301M	UM	653 900 372 524 -									220			
9301F	UM	653 900 372 513 -										220		

	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---





- DE** LED Carver - Laborturbine
- EN** LED Carver - Laboratory turbine
- FR** LED Carver - La turbine de laboratoire
- ES** LED Carver - La turbina de laboratorio



<b>DE</b>	<p><b>Der kompakte aus edlem Stahl gefertigte LED Carver ist mit einer High-Power LED-Beleuchtung ausgestattet. Der LED Carver überzeugt mit seiner hohen Lichtqualität und dem einzigartig schattenfreien Lichtfeld. Genießen sie die Vorteile dieses Schweizer Präzisionsprodukts!</b></p> <p>Die überzeugenden Vorteile des LED Carver:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Optimale Bearbeitung von empfindlichem Zirkondioxid und anderen empfindlichen Keramiken sowie Titan und Metalllegierungen</li> <li>› Am Handstück bequem zuschaltbare Wasser-Spraykühlung</li> <li>› Beleuchtung, mittels High-Power LED, mit extrem hoher Lichtqualität für eine schattenfreie Ausleuchtung!</li> <li>› Ein hohes Drehmoment erlaubt das Arbeiten auch bei hohem Anpressdruck</li> <li>› Ausblasfunktion über Schalter am Fusspedal, der Griff zur Luftpistole war gestern!</li> </ul>
<b>EN</b>	<p><b>The compact, stainless steel LED Carver is fitted with a high-power LED light. The LED Carver has an impressive light quality and a unique, shadow-free field of light. Experience the advantages of this Swiss precision product!</b></p> <p>The impressive advantages of the LED Carver:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Optimal preparation of sensitive zirconia and other sensitive ceramics as well as titanium and metal alloys</li> <li>› Activation of water spray cooling conveniently located on the handpiece</li> <li>› Lighting via high-power LED, with an extremely high light quality for shadow-free illumination!</li> <li>› The high torque also enables preparation with high pressure application</li> <li>› Blow-out function via the switch on the foot pedal; use of an air gun is no longer required!</li> </ul>
<b>FR</b>	<p><b>Le détartreur compact LED Carver fabriqué en acier inoxydable est équipé d'un éclairage par LED de grande puissance. La LED Carver est convaincante du fait de la haute qualité lumineuse et du champ lumineux sans ombre projetée. Appréciez les avantages qu'offre ce produit de précision suisse !</b></p> <p>Les vrais avantages du LED Carver :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Usinage optimal de la délicate zircone et autres céramiques ainsi que du titane et des alliages métalliques</li> <li>› Spray pouvant être aisément commandé directement sur la pièce à main</li> <li>› Éclairage par des LED de puissance avec une qualité lumineuse extrême pour un éclairage sans ombre portée !</li> <li>› Un couple puissant permet l'usinage même sous une pression élevée</li> <li>› Fonction de soufflette par commutateur à commande par pédale, l'usage de la seringue à air n'est plus de mise !</li> </ul>
<b>ES</b>	<p><b>El compacto LED Carver, fabricado en noble acero inoxidable, está equipado con una iluminación LED de alta potencia. El LED Carver resulta convincente por la alta calidad de su luz y su campo lumínico único, exento de sombras. ¡Disfrute de las ventajas de este producto de precisión suizo!</b></p> <p>Las ventajas convincentes del LED Carver:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Repasado óptimo del delicado dióxido de circonio y de otras cerámicas delicadas, así como el titanio y aleaciones de metal</li> <li>› Refrigeración por spray de agua conectable cómodamente desde la pieza de mano</li> <li>› Iluminación mediante LED de alta potencia, con una calidad de luz extremadamente alta, ¡para una iluminación sin sombras!</li> <li>› Un elevado torque permite trabajar incluso con una alta presión</li> <li>› Función de soplado mediante interruptor en el pedal, ¡el movimiento para coger la pistola de aire pertenece al pasado!</li> </ul>

## LED-C

<b>i</b>	Station mit Filter, Regler, Manometer, Wasserbehälter, Sprayregler, Fusspedal LC-Handstück mit Rotor (mit Spray/Licht) Öl und Adapter
<b>i</b>	Base unit with filter, pressure regulator, manometer, water container, spray regulator, foot controle, straight LC-handpiece with rotor (with spray/light) lubricant and adapter
<b>i</b>	Unidad base con filtro, regulador de presión, manómetro, depósito de agua, regulador de irrigación, control por pedal, Pieza de Mano Recta LC con Rotor (con irrigación e Iluminación LED), lubricante y adaptador
<b>i</b>	Unité de base avec filtre, régulateur de pression, réservoir d'eau, régulateur pour le spray, pédale d'enclenchement et de déclenchement, LC-pièce à main (pour droitiers) avec moteur (avec spray/LED), d'huile et adaptateur



Art.	ml
LED-C	LED Carver
	1



## LED-C

Ersatzteile  
spare parts

Art.				
L-9023	L-9002	L-9003	L-9006	L-9033
LC-Handstück mit Rotor Led	Fusspedal	Öl und Adapter	Handstückschlauch mit Anschlüssen	Rotor (Keramikkugellager) mit Spray und Licht
LC-Handpiece with rotor	foot controle	lubricant and adapter	handpiece hose with connection	rotor (ceramic ball bearings) with spray and light
LC-Piece a main droite avec rotor	pedale d'enclenchement et de declenchement	huile et adapter	Tuyau piece à main avec connexion	rotor (relements à billes ceramique) avec spray et LED
LC-pieza de mano con rotor	control por pedal	lubricante y adaptador	manguera para pieza de mano con conexión	rotor (rodamientos cerámicos) con irrigación LED
1	1	1	1	1

- DE** Bohrerständer für das Zahnlabor
- EN** Bur blocks for dental laboratories
- FR** Manches pour le labo dentaire
- ES** Freseros para el laboratorio dental

## PS36-HP

36x HP  
36x HP

## BS58-HP

58x HP  
58x HP

## BS23-HP

23x HP  
23x HP

autoklavierbar | autoclavable