

# Kits und Zubehör

kits, accessories | kits, accessoires | kits, al accesorio



**Typen****296**

- Types  
 Types  
 Tipos

**Keramikbearbeitung****297-302**

- Ceramic processing  
 Traitement de la céramique  
 Procesamiento de cerámica

<b>1377 JOTA KIWI LINE</b>	<b>297</b>
<b>1320 JOTA DIAMOND STONE KIT</b>	<b>297</b>
<b>1322 JOTA ZIRCONFLEX KIT</b>	<b>298</b>
<b>1358 JOTA ZIRKONPROFI KIT</b>	<b>298</b>
<b>1460 ZIR-PREP KIT</b>	<b>299</b>
<b>1936 GREEN STATE REFINING</b>	<b>299</b>
<b>1434 JOTA ZIR GLOSS KIT</b>	<b>300</b>
<b>1446 ZIRCONIA POLISHING KIT</b>	<b>300</b>
<b>1452 LS - ZIR POLISHING LABORATORY</b>	<b>301</b>
<b>1433 JOTA LS GLOSS LABOR</b>	<b>301</b>
<b>1413 ALL CERAMIC PROFI KIT</b>	<b>302</b>

**Kunststoffbearbeitung****303-306**

- Plastics processing  
 Traitement des matières plastiques  
 Procesamiento de plásticos

<b>1451 HYBRIDE CERAMICS / COMPOSITE PROCESSING</b>	<b>303</b>
<b>1888 KIT DIGITAL DENTURE</b>	<b>303</b>
<b>1427 JOTA DENTURE BASE KIT</b>	<b>304</b>
<b>1401 JOTA DENTURE POLISHING KIT</b>	<b>304</b>
<b>1877 JOTA DENTURE POLISH</b>	<b>305</b>
<b>1832 KIT B.E.F acc. Dr. Milko Villarroel</b>	<b>305</b>
<b>1840 PROVISIONAL ADJUSTMENT AND POLISHING</b>	<b>306</b>
<b>1445 PEEK PROFI</b>	<b>306</b>

**Metallbearbeitung****307**

- Metal processing  
 Traitement des métaux  
 Procesamiento de metales

<b>1920 METAL FINISHING KIT</b>	<b>307</b>
<b>1916 BLUEVORTEX KIT</b>	<b>307</b>

**Bohrerständer für das Zahnlabor****308**

- Bur blocks for dental laboratories  
 Manches pour le labo dentaire  
 Freseros para el laboratorio dental



## TYPEN

### TYPES

**1320****1322****1358****1377****1401**


P. 297

P. 298

P. 298

P. 297

P. 304

**1413****1427****1433****1434****1445**


P. 302

P. 304

P. 301

P. 300

P. 306

**1446****1451****1452****1460****1832**

P. 300

P. 303

P. 301

P. 299

P. 305

**1840****1877****1888****1916****1920**

P. 306

P. 305

P. 303

P. 307

P. 307

**1936**

P. 299



## KERAMIKBEARBEITUNG

### CERAMIC PROCESSING

#### Kit 1377

##### JOTA KIWI LINE




Sortiment zur effizienten Bearbeitung von Keramik- und Metalllegierungen-Restorationen. Unterschiedliche Formen ermöglichen die Bearbeitung aller Oberflächen Ihrer Restaurationen.

Range for efficient processing of ceramic and metal alloy restorations. Different shapes allow you to work on all surfaces of your restorations.

#### Kit 1320

##### JOTA DIAMOND STONE KIT



Das Kit enthält Diamantschleifsteine in verschiedenen Formen, die für die schnelle Bearbeitung aller Oberflächen von Restaurationen aus Keramiken entwickelt wurden. Diamantkorngrösse und Bindungsanteil sind perfekt aufeinander angepasst, sodass ein optimales Verhältnis zwischen Präparationseffizienz und Haltbarkeit der Steine gegeben ist.

The kit contains diamond grinding stones in different shapes, which have been developed for the quick preparation of all surfaces of restorations made of ceramics. Diamond grit size and bond percentage are perfectly matched to each other, providing an optimal balance between preparation efficiency and stone durability.

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	652.KIWI	HP	655 104 173 524	035	1
	652R.KIWI	HP	655 104 199 524	035	1
	667.KIWI	HP	655 104 257 524	035	1
	661.KIWI	HP	655 104 288 524	025	1
	601.KIWI	HP	655 104 001 524	030	1
	649.KIWI	HP	655 104 171 524	025	1
	645.KIWI	HP	655 104 161 524	028	1
	602.KIWI	HP	655 104 001 524	040	1
	633.KIWI	HP	655 104 316 524	090	1
	671.KIWI	HP	655 104 266 524	060	1
	642.KIWI	HP	655 104 107 524	050	1
	660.KIWI	HP	655 104 274 524	040	1

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	SD722F	HP	805 104 304 514	160	1
	SD716F	HP	805 104 042 514	150	1
	SD735SF	HP	805 104 012 514	070	1
	SD652RF	HP	805 104 199 514	035	1
	SD638F	HP	805 104 110 514	025	1



**Kit 1322****JOTA ZIRCONFLEX KIT**

Das JOTA Zirconflex Kit bietet die optimale Lösung für die Bearbeitung aller Oberflächen von Zirkonoxid. Es ist keine Wasserkühlung erforderlich, der Wärmestau bleibt trotzdem minimal und ein materialschädigender Phasenübergang am Zirkonoxid kann sicher vermieden werden. Gleichzeitig bleiben die Material-eigenschaften erhalten, das Risiko für Mikrorisse ist auf ein Minimum reduziert.

The JOTA Zirconflex Kit offers the optimal solution for processing all surfaces of zirconium oxide. No water cooling is required, the heat build-up still remains minimal and a material-damaging phase transition on the zirconium oxide can be safely avoided. At the same time, the material properties are retained and the risk of microcracks is reduced to a minimum.

**Kit 1358****JOTA ZIRKONPROFI KIT**

Das Kit 1358 beinhaltet Instrumente für die Bearbeitung von Restaurierungen aus Zirkonoxid. Diamantsteine sorgen für den groben Abtrag, Zirkonflex-Steine bilden die Basis für die Feinbearbeitung und Swivel Diamantpolierer polieren gesinterte Zirkonoxid-Restaurierungen zur Perfektion.

The 1358 kit contains instruments for processing zirconia restorations. Diamond stones provide the coarse removal, Zirconflex stones form the basis for fine finishing and Swivel diamond polisher polish sintered zirconia restorations to perfection.


SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	<b>SZ722</b>	HP	655 104 304 526	180	1
	<b>SZ652R</b>	HP	655 104 199 526	035	1
	<b>SZ732</b>	HP	655 104 107 526	050	1
	<b>SZ660</b>	HP	655 104 274 526	040	1
	<b>SZ638</b>	HP	655 104 110 526	025	1

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	<b>SZ722</b>	HP	655 104 304 526	180	1
	<b>SZ652R</b>	HP	655 104 199 526	035	1
	<b>SZ660</b>	HP	655 104 274 526	040	1
	<b>SZ601</b>	HP	655 104 001 526	035	1
	<b>SD660F</b>	HP	805 104 274 514	040	1
	<b>9804M</b>	HP	803 104 372 524	110	1



## Kit 1460

### ZIR-PREP KIT



Die JOTA Zir-Prep Diamanten mit speziellem Diamantkorn und optimierter Bindung sind auf die Bearbeitung von hochempfindlichem Zirkondioxid ausgelegt. Durch die Verwendung von mono-kristallinem Diamantkorn sind die Instrumente weniger aggressiv, sie sorgen für einen geringen Temperaturanstieg während der Präparation und halten die Rauheit der präparierten Oberflächen gering. Damit wird das Risiko von Mikro-Rissen im Zirkon signifikant reduziert.

The JOTA Zir-Prep diamonds with special diamond grit and optimized bond are designed for working on highly sensitive zirconia. By using mono-crystalline diamond grit, the instruments are less aggressive, and they ensure a low-temperature rise during preparation and keep the roughness of the prepared surfaces low. This significantly reduces the risk of micro-cracks in the zirconia.

## Kit 1936

### GREEN STATE REFINING




Defekte wie Risse und Mikrochips, die durch den Herstellungsprozess oder die Charakterisierung von Zirkoniumdioxid und Sintron entstehen, können durch anschließendes Sintern nicht beseitigt werden. Wir empfehlen daher eine Politur im grünen oder weißen Stadium. Das GREEN STATE REFINING KIT 1936 enthält Instrumente zum Trennen aus dem Block oder Blank, zum Schleifen der Kontaktpunkte, zum Texturieren der Oberflächen und PRE-SINTERPOL-Polierer für die Grün- oder Weiß-Politur.

Defects such as cracks and microchips formed due to the manufacturing process or characterization of zirconia and Sintron can not be eliminated by subsequent sintering. We, therefore, recommend green- or white-stage polishing. The 1936 GREEN STATE REFINING KIT contains instruments for cutting from the block or blank, grinding the contact points, texturing the surfaces, and PRE-SINTERPOL polishers for green or white stage polishing.

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	<b>Z801L</b>	FG	806 314 697 324	014	1
	<b>Z833</b>	FG	806 314 277 324	023	1
	<b>Z850</b>	FG	806 314 198 324	018	1
	<b>Z863</b>	FG	806 314 250 324	012	1
	<b>Z833F</b>	FG	806 314 277 314	023	1
	<b>Z850F</b>	FG	806 314 198 314	018	1
	<b>Z863F</b>	FG	806 314 250 314	012	1


SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	<b>9840</b>	HP	803 104 543 503	140	1
	<b>ZIR9972M</b>	HP	658 104 275 423	100	1
	<b>C31RL</b>	HPL	500 105 143 007	010	1
	<b>515L</b>	HP	310 104 467 211	012	1
	<b>863</b>	HP	806 104 250 524	012	1
	<b>882</b>	HP	806 104 142 524	018	1



**Kit 1434****JOTA ZIR GLOSS KIT**

Mit dem Vorbereitungs- und Poliersystem des JOTA ZIR Gloss bieten wir ein präzis abgestimmtes System an, das alle Arbeitsschritte an Zirkonoxidrestorationen abdeckt - von der Trennung der Restauration aus dem Blank bis zur Hochglanzpolitur. Der superschlanke Hartmetallschneider mit verlängertem Schaft ist perfekt geeignet, um die Restauration zu trennen, ohne dass die Gefahr entsteht, dass durch Reissen oder Klemmen Beschädigungen entstehen. Die speziell entwickelten zweistufigen Diamantpolierer werden durch den bewährten JOTA Zirconflex-Stein ergänzt, der zur Trockenbearbeitung von Zirkonoxid verwendet wird.

With the JOTA ZIR Gloss Kit, we offer a precisely coordinated system that covers all working steps on zirconia restorations - from separating the restoration from the blank to high-gloss polishing. The super-slim tungsten carbide cutter with an extended shaft is perfect for separating without the risk of damage caused by tearing or jamming. The specially developed two-stage diamond polishers are complemented by the proven JOTA Zirconflex stone, which is used for dry processing of zirconium oxide.

**Kit 1446****ZIRCONIA POLISHING KIT**

Play video

Das KIT 1446 enthält alle notwendigen Instrumente zum Polieren verschiedener Zirkonoxid-Restaurationen. Der JOTA Zirkonflex Stein unterstützt das Glätten, Anpassen und Texturieren aller Oberflächen. Mit dem zweistufigen Diamantpoliersystem ZIR GLOSS können alle Oberflächen auf Hochglanz poliert werden. Swivel-Instrumente passen sich flexibel an die jeweiligen Geometrien der Fissuren an. Wasserkühlung oder Polierpaste sind nicht notwendig das Glasieren entfällt ebenfalls.

KIT 1446 contains all the necessary instruments for polishing various zirconia restorations. The JOTA Zirconflex stone supports all surfaces' smoothing, adjusting, and texturing. With the two-stage diamond polishing system ZIR GLOSS, all surfaces can be polished to a high gloss. Swivel instruments flexibly adapt to the respective geometries of the fissures. Water cooling or polishing paste is unnecessary, and glazing is also not required.


SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	C31RL	HPL	500 105 143 007	010	1
	SZ652R	HP	655 104 199 526	035	1
	SZ715	HP	655 104 371 526	160	1
	ZIR9868M	HP	803 104 543 521	140	1
	ZIR9868F	HP	803 104 543 511	140	1
	ZIR9865M	HP	803 104 303 521	260	1
	ZIR9865F	HP	803 104 303 511	260	1

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	SZ652R	HP	655 104 199 526	035	1
	SZ667	HP	655 104 257 526	035	1
	SZ732	HP	655 104 107 526	050	1
	ZIR9868M	HP	803 104 543 521	140	1
	ZIR9868F	HP	803 104 543 511	140	1
	ZIR9865M	HP	803 104 303 521	260	1
	ZIR9865F	HP	803 104 303 511	260	1



**Kit 1452**

## LS-ZIR POLISHING LABORATORY




Das KIT 1452 enthält alle notwendigen Instrumente zum Konturieren, Finieren und Polieren von verschiedener zirkon-verstärkten Lithiumsilikat Restaurationen im Labor. Mit Diamantinstrumenten werden Suprakontaktpunkte bearbeitet, okklusale und vestibuläre Oberflächen charakterisiert und die Restauration vom Block getrennt. Der grüne Stein Diamond Stone ist für das grobe Beschleifen der Verbindungskontakte vorgesehen. Zusätzlich enthält das Kit Vorpölrier und Hochglanzpollierer, die hochglänzenden Ergebnisse liefern und ohne Polierpaste verwendet werden können.

KIT 1452 contains all the necessary instruments for contouring, finishing, and polishing zirconium-reinforced lithium silicate restorations in the laboratory. Diamond instruments are used to finish supra-contact points, characterize occlusal and vestibular surfaces, and separate the crowns from the block. The green Diamond Stone is intended for rough grinding of the bonding contacts. In addition, the kit contains pre-polishers and high-gloss polishers that provide high-gloss results and can be used without polishing paste.

**Kit 1433**

## JOTA LS GLOSS LABOR




Das Jota LS Gloss Labor Kit ist ein gezielt abgestimmtes Bearbeitungs- und Poliersystem für Lithiumdisilikat, welches alle Arbeitsschritte vom Abtrennen der Restauration bis hin zur Hochglanzpolitur abdeckt. Die speziell entwickelten, zweistufigen Diamantpolierer sind durch die bewährten Jota Diamant Steine und passende Diamantinstrumente ergänzt. Mit dem LS Gloss Poliersystem wird ein perfekter Hochglanz in nur zwei Polierschritten erreicht, ein Glasurbrand ist damit nicht mehr erforderlich.

The Jota LS Gloss Laboratory Kit is a precisely coordinated processing and polishing system for lithium disilicate, which covers all working steps from cutting off the restoration to high-gloss polishing. The specially developed two-stage diamond polishers are complemented by the proven Jota diamond stones and matching diamond instruments. With the LS Gloss polishing system, a perfect high gloss is achieved in just two polishing steps, eliminating the need for the glaze firing.

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	<b>859LF</b>	HP	806 104 167 514	018	1
	<b>SD722F</b>	HP	805 104 304 514	160	1
	<b>ZIR9868M</b>	HP	803 104 543 521	140	1
	<b>ZIR9868F</b>	HP	803 104 543 511	140	1
	<b>9802G</b>	HP	803 104 372 534	170	1
	<b>9802F</b>	HP	803 104 372 514	170	1

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	<b>849</b>	HP	806 104 197 524	014	1
	<b>SD652RF</b>	HP	805 104 199 514	035	1
	<b>SD716F</b>	HP	805 104 042 514	150	1
	<b>932D</b>	HP	806 104 350 524	220	1
	<b>LS9878M</b>	HP	803 104 543 522	140	1
	<b>LS9878F</b>	HP	803 104 543 512	140	1
	<b>LS9875M</b>	HP	803 104 303 522	260	1
	<b>LS9875F</b>	HP	803 104 303 512	260	1



**Kit 1413****ALL CERAMIC PROFI KIT**

Ein universelles Kit für die Arbeit mit allen Arten von Keramik. Speziell ausgewählte Instrumente, mit denen Sie alle Keramiken und Kompositen bearbeiten: Trennen, Schleifen und Hoch-glanzpolieren. Erleben Sie mit diesem Set eine deutliche Erleichterung und Zeitsparnis in Ihrer täglichen Arbeit. Detaillierte Anweisungen zur Reihenfolge der Instrumente für verschiedene Keramikarten finden Sie über ein Video auf unserem YouTube-Kanal oder im Spot.

A universal kit for working with all types of ceramics. Specially selected instruments to work with all ceramics and composites: detaching, grinding, and high-gloss polishing. Experience significant relief and time-saving in your daily work with this set. Detailed instructions on the sequence of instruments for different types of ceramics can be found via videos on our YouTube channel.

QR-Code scannen und Anwendungsfilme ansehen:

Scan and watch application movies:



Einführungsfilm  
Introduction movie



Zirconiumoxid  
zirconium oxide



zirkoniumdioxidverstärktes  
Lithiumsilikat  
zirconia reinforced  
lithium silicate



Lithiumdisilikat  
lithium disilicate



leuzitverstärkt Glaskeramik  
leucite reinforced  
glass-ceramic



Feldspatkeramik  
feldspar ceramic



Komposit und Hybridkeramik  
composite and hybrid  
ceramic

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	<b>859F</b>	HP	806 104 166 514	018	1
	<b>830F</b>	HP	806 104 257 514	023	1
	<b>SZ652R</b>	HP	655 104 199 526	035	1
	<b>SZ722</b>	HP	655 104 304 526	180	1
	<b>SD716F</b>	HP	805 104 042 514	150	1
	<b>932D</b>	HP	806 104 350 524	220	1
	<b>ZIR9868M</b>	HP	803 104 543 521	140	1
	<b>9805M</b>	HP	803 104 543 524	140	1

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	<b>9805F</b>	HP	803 104 543 514	140	1
	<b>9801G</b>	HP	803 104 303 534	260	1
	<b>9801M</b>	HP	803 104 303 524	260	1
	<b>9801F</b>	HP	803 104 303 514	260	1




## KUNSTSTOFFBEARBEITUNG

### PLASTICS PROCESSING

#### Kit 1451

##### HYBRIDE CERAMICS / COMPOSITE PROCESSING



Play video

Das Kit 1451 enthält feinkörnige Diamantinstrumente zum Trennen und Konturieren von Restaurationen, Arkansas Steine zum Schleifen und für Feinarbeiten. Ein zweistufiges Swivel-Poliersystem rundet dieses Kit ab.

Kit 1451 contains fine-grained diamond instruments for cutting and contouring restorations, Arkansas stones for grinding and fine work. A two-stage Swivel polishing system completes this kit.

#### Kit 1888

##### KIT DIGITAL DENTURE



Play video

Die modernen Technologien bei der Herstellung von herausnehmbaren Prothesen unter Verwendung von Computerdesign erfordern passende Techniken für die Nachbearbeitung. Das Digital Denture Kit 1888 ermöglicht das Bearbeiten, Trennen und Polieren von CAD-CAM und 3D gefertigtem Zahnersatz aus verstärktem PMMA, PMMA, Komposit und Bis-Acryl.

Modern technologies in the manufacture of removable dentures using computer design require appropriate techniques for finishing and polishing. Digital Denture Kit 1888 allows to process, separate, and polish of the CAD-CAM and 3D manufactured dentures made of reinforced PMMA, PMMA, composite, and bis-acryl.

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	<b>859F</b>	HP	806 104 166 514	018	1
	<b>882F</b>	HP	806 104 142 514	018	1
	<b>732.WHI</b>	HP	635 104 107 524	050	1
	<b>733.WHI</b>	HP	635 104 173 524	035	1
	<b>9160</b>	HP	652 104 546 503	140	1
	<b>9840</b>	HP	803 104 543 503	140	1

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	<b>C71</b>	HP	500 104 001 175	010	1
	<b>CX251F</b>	HP	500 104 274 140	060	1
	<b>C515</b>	HP	500 104 467 211	023	1
	<b>915DF</b>	HP	806 104 355 514	190	1
	<b>9572G</b>	HP	658 104 275 533	100	1
	<b>9840</b>	HP	803 104 543 503	260	1
	<b>1121</b>	HP	090 104 543 000	210	1
	<b>1163</b>	HP	960 104 045 000	220	1



**Kit 1427****JOTA DENTURE BASE KIT**

Das Kit 1427 enthält Hartmetallfräsen für die Grob- und Feinbearbeitung der Basis für Acrylprothesen und unterstützen das Ausarbeiten von Hinterschneidungen und das Detaillieren von Acrylzähnen.

Kit 1427 contains carbide burs for roughing and finishing the base of acrylic dentures and assist in finishing undercuts and detailing acrylic teeth.

**Kit 1401****JOTA DENTURE POLISHING KIT**

Das Denture Polishing Kit bietet ein umfassendes Sortiment von Instrumenten für die systematische und einfache Politur von Acrylprothesen und Prothesenzähnen. Für beste Ergebnisse sollte das Kit 1401 mit der Hochglanzemulsion von Jota mit der Artikel Nummer 1550 kombiniert werden.

The Denture Polishing Kit offers comprehensive instruments for systematic and easy polishing acrylic dentures and denture teeth. For best results, Kit 1401 should be combined with Jota's High Gloss Emulsion, item number 1550.

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	<b>CX251G</b>	HP	500 104 274 220	060	1
	<b>CX251</b>	HP	500 104 274 190	060	1
	<b>CX77</b>	HP	500 104 237 190	060	1
	<b>CX138</b>	HP	500 104 198 190	023	1
	<b>C71</b>	HP	500 104 001 175	010	1
	<b>CX251F</b>	HP	500 104 274 140	040	1
	<b>C2</b>	HP	500 104 010 001	010	1

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	<b>1166</b>	HP	950 104 549 000	220	1
	<b>1121</b>	HP	090 104 543 000	210	1
	<b>1170</b>	HP	623 104 543 533	190	1
	<b>9108G</b>	HP	658 900 133 533	060	1
	<b>9574G</b>	HP	658 104 243 533	055	1
	<b>9571G</b>	HP	658 104 300 533	100	1
	<b>1147M</b>	HP	030 104 045 003	250	1
	<b>1147F</b>	HP	030 104 045 001	250	1



**Kit 1877****JOTA DENTURE POLISH**

Play video

Das Dentur Polish Kit 1877 ist ein praktisches Poliersystem für alle Arten von Acryloberflächen: einfach zu bedienen, schnell und mit hervorragenden Ergebnissen. Das Kit besteht aus einem 3-Stufen-Poliersystem und ergänzenden Bürsten. Für beste Ergebnisse sollte das Kit 1877 mit der Hochglanzemulsion von Jota mit der Artikel Nummer 1550 kombiniert werden.

The Dentur Polish Kit 1877 is a practical polishing system for all types of acrylic dentures: easy to use, fast and with excellent results. The kit consists of a 3-step polishing system and complementary brushes. For best results, the Kit 1877 should be combined with Jota's high gloss emulsion with article number 1550.

**Kit 1832****KIT B.E.F**

acc. Dr. Milko Villarroel



Play video

Dieses Kit wurde gemeinsam mit dem Opinion Leader Dr. Milko Villarroel entwickelt. Durch 3 einfache Schritte können Sie die gewünschten Ergebnisse in PMMA oder Bis-Acryl erzielen. Ein feinschneidendes Hartmetallinstrument wird verwendet, um größere Überschüsse zu entfernen und eine ordnungsgemäße Randanpassung zu gestalten. Die superflexible Diamantscheibe ist einseitig belegt und wird zum Separieren und zum Individualisieren von Elementen verwendet. Universal Polierer und imprägnierte Bürste sind für die Vor-Politur, eine weiche Ziegenhaarbürste und eine feine Stoffscheibe sorgen zusammen mit Polierpaste für die perfekte Politur.

This kit was developed together with opinion leader Dr. Milko Villarroel. By following three simple steps, you can achieve the desired results in PMMA or Bis-Acrylic. A fine-cut tungsten carbide instrument removes more significant excesses and designs a proper margin fit. The super-flexible diamond disc is coated on one side and used to separate and customize elements. Universal polisher and impregnated brush are used for pre-polishing. A soft goat hairbrush and a fine fabric disc together with polishing paste provide the perfect polishing.

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	<b>9572G</b>	HP	658 104 275 533	100	1
	<b>9574G</b>	HP	658 104 243 533	055	1
	<b>9572M</b>	HP	658 104 275 523	100	1
	<b>9574M</b>	HP	658 104 243 523	055	1
	<b>9572F</b>	HP	658 104 275 513	100	1
	<b>9574F</b>	HP	658 104 243 513	055	1
	<b>1170</b>	HP	623 104 543 533	190	1
	<b>1164</b>	HP	080 104 045 004	240	1

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	<b>CX78MF</b>	HP	500 104 257 140	023	1
	<b>915DF</b>	HP	806 104 355 514	100	1
	<b>1121</b>	HP	090 104 543 000	210	1
	<b>1163</b>	HP	960 104 045 000	220	1
	<b>1170</b>	HP	623 104 543 533	190	1
	<b>9108G</b>	HP	658 900 133 533	060	1



**Kit 1840**

## PROVISIONAL ADJUSTMENT AND POLISHING



Play video

JOTA Kit 1840 wurde zur Verarbeitung und zum Polieren von Provisorien entwickelt.

JOTA Kit 1840 is designed for processing and polishing temporaries.

**Kit 1445**

## PEEK PROFI



Play video

Das Kit enthält die notwendigen Instrumente zum Anpassen, Schleifen und Polieren von Kunststoffrestorationen aus Hochleistungspolymeren wie PEEK/PEKK/PAEK. Diese Hochleistungspolymeren haben sich als beliebtes Gerüstmaterial, insbesondere für Suprastrukturen, in der Prothetik etabliert. Das Material kann gefräst und gepresst werden und wird dann mit dem Peek Profi Set 1445 feinbearbeitet und poliert.

The kit contains the necessary instruments for fitting, grinding, and polishing resin restorations made of high-performance polymers such as PEEK/PEKK/PAEK. In prosthetics, these high-performance polymers have been established as a popular framework material, especially for superstructures. The material can be milled and pressed and is then fine-machined and polished with the Peek Profi Set 1445.

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	<b>733.PNK</b>	HP	625 104 173 523	035	1
	<b>9571G</b>	HP	658 104 300 533	100	1
	<b>9571M</b>	HP	658 104 300 523	100	1
	<b>9571F</b>	HP	658 104 300 513	100	1
	<b>1170</b>	HP	623 104 543 533	190	1
	<b>1121</b>	HP	090 104 543 000	210	1

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	<b>CQ79F</b>	HP	500 104 194 134	040	1
	<b>CX488F</b>	HP	500 104 184 140	016	1
	<b>732.PNK</b>	HP	625 104 107 523	050	1
	<b>9574M</b>	HP	658 104 243 523	055	1
	<b>9805F</b>	HP	803 104 543 514	140	1



# METALLBEARBEITUNG

## METAL PROCESSING

### Kit 1920

#### METAL FINISHING KIT



Das Kit 1920 enthält Instrumente, die für die Grob- und Feinverarbeitung von Restaurierungen aus Nichttedelmetallen erforderlich sind. Neben Hartmetallfräsern enthält das Kit einen Schleifstein für Metalle, der eine Vorverarbeitung ermöglicht. Zum Polieren gröserer Flächen ist ein 2-stufiges Poliersystem in Radform ergänzt und die Politur von Okklusflächen und kleinere Oberflächen wird durch flammenförmige Polierköpfe unterstützt.

The 1920 kit contains instruments required for the rough and fine processing of non-precious metal restorations. In addition to tungsten carbide burs, the kit includes a grinding stone for metals that enables pre-processing. A 2-stage polishing system in wheel form is added for polishing larger surfaces, and flame-shaped polishing heads support the polishing of occlusal surfaces and smaller surfaces.

### Kit 1916

#### BLUEVORTEX KIT



Das Kit besteht aus Instrumenten, die speziell für die Bearbeitung und das Polieren von Titanrestaurierungen und Titanabutments entwickelt wurden. Die blaue Farbe der Instrumente erleichtert das Unterscheiden von anderen Metallpolierern. Ihre Restaurierungen lassen sich mühelos auf Hochglanz polieren.

The kit consists of instruments specially designed for processing and polishing titanium restorations and titanium abutments. The blue color of the instruments makes it easy to distinguish them from other metal polishes. Your restorations can be polished to a high gloss with ease.

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	CX23MF	HP	500 104 196 140	014	1
	CX79	HP	500 104 194 190	040	1
	K+M731.BLU	HP	635 104 107 523	065	1
	9315M	HP	653 104 244 524	055	1
	9315F	HP	653 104 244 513	055	1
	303	HP	312 104 603 391	050	2
	9301M	UM	653 900 372 524	220	1
	9301F	UM	653 900 372 513	220	1

SHAPE	FIGURE	SHANK	REF	SIZE	PIECES
	C795GT	HP	500 104 194 226	040	1
	C79FT	HP	500 104 194 142	040	1
	K+M731.BLU	HP	635 104 107 523	065	1
	301L	HP	312 104 610 415	050	2
	303	HP	312 104 603 391	050	2
	9669M	UM	653 900 114 525	060	1
	9669F	UM	653 900 114 515	060	1
	9668M	UM	653 900 372 525	220	1
	9668F	UM	653 900 372 515	220	1



## BOHRERSTÄNDER FÜR DAS ZAHNLABOR

### BUR BLOCKS FOR DENTAL LABORATORIES

**PS36-HP**

36 x HP



Dimensions (LxHxW)

90x20x90 mm

**BS58-HP**

58 x HP



Dimensions (LxHxW)

140x115x85 mm

**BS23-HP**

23 x HP



autoklavierbar | autoclavable

Dimensions (LxHxW)

100x68x39,5 mm

APPLICATION &amp; HYGIENE



\* Materialeignung der eingesetzten Mittel beachten (ph-Wert neutral, Eignung für AI)

Observe suitability of the material for means used (ph value, suitability for AI)

Tenir compte de l'adéquation des matériaux des produits utilisés (valeur pH neutre, adéquation pour AI)

Es preciso tener en cuenta la idoneidad para el material del producto utilizado (valor pH neutro, adecuado para AI)

